
	<b>NEBULIZATOR OMRON</b>		
	Nazwa producenta:	Nebulizator c28p omron	
	Wyposażenie:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kompresor nebulizatora</li><li>• Nebulizator (pojemnik na lek) wykorzystujący technologię V.V.T</li><li>• Przewód powietrza (PCV, 200 cm)</li><li>• Zapasowe filtry, 5 sztuk</li><li>• Ustnik</li><li>• Maskę dla dorosłych (PCV)</li><li>• Maskę dla dzieci (PCV)</li><li>• Końcówkę do nosa</li><li>• Etui do przechowywania/przenoszenia</li><li>• Instrukcję obsługi</li></ul>	
Opis:	<p>Inhalator <b>Omron C28P</b> CompAIR jest inhalatorem pneumatycznym przeznaczonym do użytku domowego. Produkt opracowano z udziałem osób zajmujących się leczeniem chorób układu oddechowego w celu skutecznej terapii astmy, przewlekłej choroby płuc, chorób alergicznych oraz innych zaburzeń oddechowych. Ten typ nebulizatora jest bardzo efektywny, inhalacje przeprowadzone przy użyciu tego modelu zajmują o wiele mniej czasu w porównaniu z innymi inhalatorami.</p>		
Zalecenia:	<p>Inhalator Omron C28P jest odpowiedni dla osób zmagających się z objawami astmy, przewlekłym zapaleniem oskrzeli, alergiami, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc lub innymi chorobami układu oddechowego</p>		
Wymiary:	<p>Pojemność nebulizatora (min.- maks.): 2-7 ml Poziom hałasu: 60 dB Zasilanie elektryczne: 220-240V, 50/60Hz Waga kompresora: 1,9 kg Wymiary: 170 x 103 x 182 mm</p>		
Informacje do transportu:	<p>Podczas transportu przechowywać w pudełku.</p>		
Uwagi:			