
	NEBULIZATOR DUOBABY C301 OMRON		
	Nazwa producenta:	C301 Omron	
	Wypożażenie:	<ul style="list-style-type: none">• kompresor,• zestaw nebulizatora,• przewód powietrza,• ustnik,• <u>maska</u> dla dzieci,• aspirator do nosa,• instrukcja obsługi.	
Opis:	<p>Urządzenie posiada unikalną funkcjonalność - 2 w 1 inhalator i aspirator do nosa. Inhalator umożliwia leczenie zaburzeń układu oddechowego, zaś aspirator do nosa delikatnie usuwa śluz z jam nosowych, ułatwiając tym samym oddychanie. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 1 miesiąca i dla dorosłych, którzy cierpią z powodu schorzeń górnych dróg oddechowych np.: zatkany nos, <u>przeziębienie</u>, alergia i/lub dolnych dróg oddechowych (takich jak: astma, zapalenie oskrzeli). Pozwala na to zmiana pokrywek zestawu do <u>inhalacji</u>. Poprzez zmianę pokrywek zestawu do inhalacji urządzenie dostarcza lek do wybranych miejsc w drogach oddechowych, co zapewnia kompleksowe leczenie.</p>		
Zalecenia:	<p>Inhalator przeznaczony dla terapii oddechowej zapewnia skuteczne leczenie astmy, przewlekłego zapalenia oskrzeli, alergii i innych chorób układu oddechowego</p>		
Wymiary:	<ul style="list-style-type: none">• masa: około 1,7kg (tylko kompresor),• wymiary: około 170(szer.)x280(gł)x105,5(wys.)mm• pojemność zbiornika na lek: maks. 12 ml. Właściwe ilości leku: 1-12 ml.• głośność pracy urządzenia: 63 dB (w odległości 1 metr).		
Informacje do transportu:	<p>Podczas transportu przechowywać w pudełku</p>		
Uwagi:			