

	Pionizator statyczny parapion – 2 i 3			
	Nazwa producenta:	Pionizator statyczny parapion – 2 i 3		
	Wyposażenie:	<ul style="list-style-type: none">• stolik do terapii manualnej• komplet niskich podpórek pod pachy• komplet wysokich podpórek pod pachy• stolik do terapii manualnej (dla rozmiary 2 i 3)• niezależne, regulowane stabilizatory kolan• podpórki pod przedramiona• dłuższy pas biodrowy• dłuższy pas piersiowy• stolik (dla rozmiaru 2 i 3)		
Opis:				
	<p>Pionizator statyczny PARAPION służy do biernej pionizacji pacjenta. Podczas tego procesu następuje adaptacja zmysłu równowagi, organów wewnętrznych oraz układu krążenia do nowych warunków i do większego obciążenia. Pacjent będąc w urządzeniu, może wykonywać proste czynności domowe lub zawodowe. Zestaw pasów i pelot został tak zaprojektowany, aby pacjent czuł się pewnie, bezpiecznie a zarazem swobodnie. W pionizatorze zamontowano koła skrętne, które umożliwiają przewiezienie pacjenta z sali chorych lub pokoju na korytarz, do innego pomieszczenia lub na zewnątrz w pozycji stojącej.</p>			
Zalecenia:	<p>Zalecany dla dzieci, młodzieży i dorosłych u których rozpoznano: Mózgowe porażenie dziecięce – różne postacie. Przepuklinę oponowo-rdzeniową. Chorobowe lub naczyniowe uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami. Choroby demielinizacji (stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne i inne). Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami. Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn. Choroby reumatyczne. Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu. Po urazach mózgu, kręgosłupa, rdzenia kręgowego i kończyn dolnych.</p>			
Wymiary:	Wymiary dla parapion - 2	Wymiary dla parapion - 3		
	szerokość 56 cm długość 87 cm wysokość 92 cm waga 21,5 kg	szerokość 67 cm długość 93 cm wysokość 107 cm waga 27,5 kg		
Informacje do transportu:				

Uwagi:

TABELE ROZMIAROWE



Symbol	Pomiar	Jednostka	Rozmiar 1	Ro
W	orientacyjny wzrost użytkownika*	[cm]	90 – 140	11
A/A1	szerokość obejmmy biodrowej/piersiowej	[cm]	23	
C	wysokość obejmmy biodrowej	[cm]	61 – 90	80
C1	wysokość obejmmy piersiowej	[cm]	73 – 111	90
	obwód obejmmy biodrowej/piersiowej	[cm]	56 – 76	80
G	rozstaw pelot kolanowych	[cm]	12 – 22	1
H	wysokość pelot kolanowych	[cm]	18 – 45	2
I	długość stopki	[cm]	20	
	max. waga użytkownika	[kg]	30	

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

*Wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia.

WYMIARY I WAGA SPRZĘTU



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



data wydruku: 13.03.2018