

	WÓZEK INWALIDZKI MEYRA FORMAT BASIC		
	Nazwa producenta:	MEYRA FORMAT BASIC 3.940	
	Wyposażenie:	Podnóżki w wersji uchylnej Hamulce kół tylnych Hamulce bębnowe dla opiekuna	
Opis:	Rama aluminiowo-stalowa o konstrukcji krzyżakowej Możliwość regulacji wysokości siedziska		
Zalecenia:	Przeznaczony dla osób mających problem z poruszaniem się. Maksymalna waga użytkownika 130 kg		
Wymiary:	Waga: max 25 kg Długość całkowita: 96 cm , długość z podnóżkiem: 104 cm Wysokość poduszki: 5 cm Szerokość siedziska: 40 cm Wysokość oparcia: 42 cm		
Informacje do transportu:	Zalecane jest złożenie wózka przed transportem.		
Uwagi:			



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



data wydruku:13.03.2018