
	FOTEL TOALETOWY		
	Nazwa producenta:	Fotel toaletowy AR medical model AR101	
	Wypożyczenie:	<ul style="list-style-type: none">• rama stalowa lakierowana metodą proszkową• rama składana (łatwe przechowywanie)• stabilna i wytrzymała konstrukcja• z regulacją wysokości• ergonomiczne podłokietniki	
Opis:	<p>Krzesło toaletowe przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób które mają problem z korzystaniem ze standardowej muszli klozetowej. Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych. Krzesło toaletowe może być wykorzystywane również jako poręcz ułatwiające wstawanie ze standardowej muszli klozetowej.</p>		
Zalecenia:	<p><input type="checkbox"/> dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób które mają problem z korzystaniem ze standardowej muszli klozetowej.</p>		
Wymiary:	<ul style="list-style-type: none">• szerokość siedziska: 50 cm• głębokość siedziska: 37cm• szerokość deski sedesowej: 35 cm• głębokość deski sedesowej: 37 cm• pojemność pojemnika sanitarnego: 7 litrów• wysokość min.: 40 cm• wysokość max.: 55 cm• waga: 6 kg• maksymalne obciążenie: 136 kg		

Informacje do transportu:	Jak wyżej.
Uwagi:	



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



data wydruku:13.03.2018

