



KATALOG WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU MEDYCZNEGO STOWARZYSZENIA "SEZAM"



OŚRODEK REHABILITACJI "PATIION"

JANA ŚLIWKI 12

44-102 GLIWICE

godziny otwarcia: 8:00 - 16:00

telefon: 32 428 16 90

WWW.SEZAMSM.PL / biuro@sezamsm.pl



BALKONIK REHABILITACYJNY Z CZTEREMA UCHWYTAMI

Opis: Balkonik rehabilitacyjny stały z dodatkowymi uchwytami. Odpowiednio wyważona konstrukcja oraz uchwyty na mniejszej wysokości ułatwiają wstawanie z krzesła, łóżka czy toalety.

Dane tech.: maksymalne obciążenie: 110 kg, waga: 2,5 kg,
wysokość całkowita regulowana: 81 - 91 cm,
regulacja wysokości: 5 poziomów co 2,5 cm,
szerokość: 51 cm, wysokość niższych uchwytów: 56 - 66cm.

BALKONIK WHEELER

nr katalogowy VCBP0032, model KXY

Opis: Balkonik rehabilitacyjny z dwoma kółkami przednimi. Jest to sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny przeznaczony do asekuracji podczas pionizacji, nauki chodzenia, ułatwiający utrzymanie równowagi u osób, niepełnosprawnych po udarach, wypadkach komunikacyjnych, chorych na SM i innych schorzeniach neurologicznych.

Dane tech.: szerokość: 64 cm, wysokość: 77 - 98,5cm,
waga: 2,5 kg, Maksymalne obciążenie: 110 kg



BALKONIK REHABILITACYJNY KROCZĄCY

Opis: Balkonik rehabilitacyjny kroczący przeznaczony dla osób niepełnosprawnych po udarach, wypadkach komunikacyjnych, chorych na SM oraz z innymi schorzeniami neurologicznymi, lub ortopedycznymi, które z uwagi na niepełnosprawność nie mają dość siły w rękach aby krok po kroku przestawiać chodzik.

Dane tech.: szerokość: 52,0 cm, głębokość: 50,0 cm,
wysokość min.: 81,0 cm, wysokość max.: 99,0 cm
wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm, waga: 2,2 kg,
maksymalne obciążenie: 110,0 kg.



WÓZEK INWALIDZKI V300 ACTIVE

Opis: Aluminiowy wózek inwalidzki ze stopów lekkich Vermeiren V300 Active to doskonały wybór dla początkujących użytkowników, którzy zaczynają swoją przygodę z mobilnymi wózkami. Dedykowany osobom, które lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, borykając się z trudnościami nierównego terenu.

Dane tech.: długość: 1040 mm, wysokość: 850 - 940 mm
waga wózka: 16 kg, wysokość siedziska od podłoża: 440 - 530 mm

BLAT NAŁÓŻKOWY

Opis: Funkcjonalny blat na łóżko, pozwalający na komfortowe spożywanie posiłków bez konieczności wstawania z łóżka, aby dostosować blat na łóżko rehabilitacyjne innego producenta należy dokładnie odmierzyć odległość między barierkami.

Dane tech.: długość: 103 cm, szerokość w najwęższym miejscu: 29 cm, szerokość w najszerszym miejscu: 39 cm



C-EYE (CYBER OKO)

Opis: System C-EYE (Cyber Oko) to wyrób medyczny będący pełni zintegrowanym systemem umożliwiającym prowadzenie neurorehabilitacji chorych z dysfunkcjami neurologicznymi. Cyber oko pozwala osobie chorej sterować tereścią na ekranie przy pomocy kontaktu wzrokowego.

Dane tech.: statyw:
szerokość: 640 mm
wysokość: 1500 mm
głębokość: 810 mm



CHODZIK CZTEROKOŁOWY VITEA CARE - VCBK221

Opis: Składana podpórka czterokołowa wyposażona w dwa stałe koła tylne z hamulcem i blokadą kół oraz dwa przednie koła obrotowe. Umożliwia łatwe poruszanie się po każdej powierzchni, wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Dane tech.: maksymalne obciążenie: 130 kg,
wysokość podpórki: 790 - 980 mm
szerokość podpórki: 600 mm
długość podpórki: 740 mm

DESKA TRANSFEROWA

Opis: Deska transferowa do przesadzania chorego jest poślizgowym urządzeniem służącym do przemieszczania pacjentów z łóżka na przykład na wózek inwalidzki, czy też z wózka inwalidzkiego na toaletę, lub fotel samochodowy.

Dane tech.: maksymalne obciążenie: 110 kg
waga: 1,15 kg
szerokość: 71 cm, wysokość: 21 cm



DMUCHANA MISA DO MYCIA GŁOWY Z PRYSZNICEM

Opis: Dmuchana miska do mycia głowy, określana również jako wanienka do mycia. Jest to nadmuchiwana winylowa wanienka do mycia włosów i nie tylko, która również umożliwia wygodne i bezpieczne mycie chorego w łóżku. Dmuchana wanienka do mycia jest chroniona przed wylaniem się wody poprzez grube bezpieczne ścianki.

Dane tech.: wysokość: 53 cm, szerokość: 61 cm,
długość: 20 Cm
Waga: 0,830 Kg, Pojemność: 10l



DYSK TRANSFEROWY



Opis: Lekki i mocny plastikowy transfer obrotowy zapewnia łatwą rotację o 360 stopni. Usprawnia przeniesienie osoby z jednego miejsca na drugie: z łóżka na fotel, z krzesła na wózek. Wystarczy podłożyć pod nogi podopiecznego transfer, a następnie w zależności od potrzeby obrócić go o odpowiedni kąt, by z łatwością bez zbędnego wysiłku ze strony opiekuna mógł zająć nowe miejsce.

Dane tech.: prostokąt o wymiarach 35/45cm

ELEKTROSTYMULATOR BIOSTIM NMS2

Opis: Jest to trwałe i niezawodne urządzenie do zaawansowanej elektrostymulacji nerwowomięśniowej EMS i do prostej terapii TENS. Urządzenie posiada szeroki zakres zmian parametrów stymulacji, min, dowolne czasy pracy, odpoczynku i narastania oraz parametrów impulsu: częstotliwość, szerokość i kształt.

Dane tech.: wymiary: 99 mm x 65 mm x 33 mm

waga: 226 gramów

zasilanie: 4 Baterie AA, typu LR6



FOTEL TOALETOWY AR MEDICAL AR101



Opis: Krzesło toaletowe przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób które mają problem z korzystaniem ze standardowej muszli klozetowej. Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych.

Dane tech.: wysokość max.: 55 cm

waga: 6 kg

maksymalne obciążenie: 136 kg

pojemność pojemnika sanitarnego: 7 litrów



MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY AIRFLO 250F

Opis: Materac przeciwoleżynowy został zaprojektowany specjalnie dla pacjentów narażonych na ryzyko powstania odleżyn, obłożnie chorych, stale leżących. Podzielony został na komory powietrzne, które zapewniają równomierne rozłożenie ciężaru ciała pacjenta, odpowiednią wentylację (natlenienie i odprowadzenie wilgoci) oraz komfort temperaturowy (dzięki właściwościom izolacyjnym powietrza).

Dane tech.: Wymiary : 200 cm x 90 cm x 6,5 cm
Maksymalne obciążenie: 110 kg

PIONIZATOR STATYCZNY PARAPION - 2 i 3

Opis: Pionizator statyczny PARAPION służy do biernej pionizacji pacjenta. Podczas tego procesu następuje adaptacja zmysłu równowagi, organów wewnętrznych oraz układu krążenia do nowych warunków i do większego obciążenia. Pacjent będąc w urządzeniu, może wykonywać proste czynności domowe lub zawodowe.

Dane tech.: wymiary Parapion 2: 56 cm x 87 cm x 92 cm
waga: 21,5 kg
wymiary Parapion 3: 67 cm x 93 cm x 107 cm
waga: 27,5 kg



KIJE NORDIC WALKING - KOMPLET 2 szt.

Opis: Kije wykonane są z lekkiego i wytrzymałego aluminium. Dzięki teleskopowej budowie długość kijków można dowolnie regulować dobierając ją stosownie do wzrostu użytkownika. Długość złożonego kija to 65 cm, a rozłożonego maksymalnie 135 cm. Kije wyposażone są w podwójny system antishock, dzięki czemu ich używanie staje się wygodniejsze.

Dane tech.: waga: 310 g
regulowana długość: 65 - 135 cm
Posiadają system "Anti-Shock"





KOŁO TRANSFEROWE

Opis: To Lekkie, wytrzymałe urządzenie wykonane z plastiku utrudniającego poślizg usprawnia przeniesienie osoby niepełnosprawnej z łóżka na fotel czy np. z krzesła na wózek rotacyjnie do 360 stopni. Jest to idealne rozwiązanie dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi ze względu na zmniejszenie prawdopodobieństwa nadwyrężania kręgosłupa w trakcie przesadzania pacjenta.

Dane tech.: maksymalne obciążenie: 115 kg
waga: 1 kg, średnica 31cm

KULE ŁOKCIOWE EVOLUTION

Opis: Kula służy do codziennego poruszania się osoby niepełnosprawnej. Anatomiczny uchwyt oraz najlepszy dobór kąta i powierzchni podparcia łokciowego zapewniają wysokie bezpieczeństwo i komfort podczas poruszania się.

Dane tech.: maksymalne obciążenie: 130 kg
waga: 0,5 kg
wysokość uchwytu od podłogi: od 75 do 101 cm
średnica rękojeści: 3,5 cm
ilość stopni regulacji wysokości: 11 (co 2,5 cm)




ŁÓŻKO REHABILITACYJNE LUNA BASIC 2

Opis: Łóżko rehabilitacyjne LUNA Basic 2 zostało zaprojektowane z myślą o dorosłym pacjencie (wiek od 12 lat, max.165kg). Łóżko przeznaczone jest do użytkowania w pomieszczeniach zamkniętych na płaskich i twardych powierzchniach.

Dane tech.: długość: 2170mm, szerokość: 1015mm
wysokość (bez wysięgnika): 840mm-1250mm
wysokość (z wysięgnika): 1675mm-2080mm

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY XIAMEN XI




Opis: Materac pneumatyczny, zmiennociśnienowy, rurowy. Pompa z regulacją ciśnienia- zapewnia dobrą ochronę przed odleżynami osób obłożnie chorych; długotrwale lub terminalnie unieruchomionych np. na skutek wylewu lub udaru, osób sparaliżowanych, przebywającym na oddziałach OIOM, chorych neurologicznie. Materac posiada nacinane laserowo otwory wentylacyjne.

Dane tech.: rozmiar: 200cm x 90cm x 11,5cm – 18 komór

MATERAC SZPITALNY MART MEDI

Opis: Materac jest wyposażony w pokrowiec nieprzepuszczający płynów (jest wentylowany i przepuszcza powietrze). Odpowiednia sprężystość pianki poliuretanowej w materacu zapewnia podczas leżenia i zmiany pozycji równomierne rozłożenie ciężaru ciała, zachowanie naturalnych krzywizn kręgosłupa, zdrowy sen (profilaktykę dolegliwości odkręgosłupowych).

Dane tech.: rozmiar: 200cm x 90cm x 10cm



MÓWIK PRO 1.4a + TABLET GALAXY TAB SM-T590 10,5



Opis: Program Mówik przeznaczony jest dla osób mających problemy z mówieniem. Polecany jest osobom po wylewach, wypadkach, guzach mózgu, jak również dzieciom i młodzieży z autyzmem, mózgowym porażeniem, zespołem Downa oraz innymi schorzeniami, które mają wpływ na narząd mowy.

Dane tech.: model tableta: Samsung Galaxy Tab A 10.1

Wersja językowa: polska



NEBULIZATOR OMRON C28P

Opis: Inhalator Omron C28P CompAIR jest inhalatorem pneumatycznym przeznaczonym do użytku domowego. Produkt opracowano z udziałem osób zajmujących się leczeniem chorób układu oddechowego w celu skutecznej terapii astmy, przewlekłej choroby płuc, chorób alergicznych oraz innych zaburzeń oddechowych.

Dane tech.: pojemność nebulizatora (min.- maks.): 2-7 ml
poziom hałasu: 60 dB
zasilanie elektryczne: 220-240V, 50/60Hz
waga kompresora: 1,9 kg, wymiary: 170 x 103 x 182 mm



PIONIZATOR DYNAMICZNY ACTIVALL

Opis: Pionizator daje możliwość w łatwy sposób uzyskać prostą stabilną i lekką postawę. Urządzenie doskonale nadaje się do pracy z osobami chorymi na: mózgowie porażenie dziecięce – różne postaci, przepuklinę oponowo-rdzeniową, naczyniowe i chorobowe uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego z niedowładami, porażeniami oraz ciężkimi zaburzeniami równowagi, choroby demielinizacji (stwardnienie rozsiane i inne).

Dane tech.: szerokość 66 cm, długość 98 cm, wysokość 97 cm
waga 20 kg.

PODNOŚNIK WANNOWY - AQUATEC ORCA

Opis: Podnośnik do wanny z napędem elektrycznym AQUATEC ORCA pasuje praktycznie do każdego rodzaju wanny. Podnośnik wannowy umożliwi komfortową kąpiel osobom, które nie są w stanie samodzielnie wejść i/lub wyjść z wanny, a składana konstrukcja, optymalne wymiary i niewielki ciężar własny sprawiają że Aquatec jest łatwy do złożenia i przechowywania.

Dane tech.: maksymalne obciążenie: 135 kg, waga: 12,1 kg
szerokość min-max: 39-71,5 cm, długość siedziska: 59 cm





PODNOŚNIK WANNOWY - CAPRI

Opis: Uniwersalny podnośnik wannowy pasujący do każdego rodzaju wanny. Umożliwia komfortową i relaksującą kąpiel osobom, które nie są w stanie samodzielnie wejść i/lub wyjść z wanny. Obsługa sprowadza się do dwóch przełączników na pilocie oznaczonych strzałkami góra - dół. Żywotność akumulatora zależna jest od ciężaru użytkownika i częstotliwości korzystania z podnośnika.

Dane tech.: ciężar całkowity: 15,4 kg
wymiary po złożeniu: 60 x 40 x 35 cm,
długość powierzchni siedzenia: 40,7 cm



PODPÓRKA CZTEROKOŁOWA

Opis: Podpórka przeznaczona jest dla osób mających problem z poruszaniem się. Ułatwia pionizację, poruszanie się oraz przewożenie bagażu podręcznego. Sprzęt ten wyposażony jest dodatkowo w praktyczny pojemnik zakupowy oraz uchwyt na kulę.

Dane tech.: wysokość: 75,5cm – 95cm, szerokość: 60cm
wysokość siedziska: 51,5cm – 57cm
szerokość siedziska: 36 cm
maksymalne obciążenie: 120 kg
waga: 7,3 kg



ROTOR ELEKTRYCZNY OXYCYCLE III

Opis: Rotor rehabilitacyjny przeznaczony jest do ćwiczeń biernych oraz czynnych kończyn dolnych i górnych. Posiada on regulację trybu pracy i obciążenia oraz ekran LCD pokazujący czas, pokonany dystans i ilość spalonych kalorii. Urządzenie postawione na podłodze umożliwia wykonywanie ćwiczeń nóg, a na stole, ćwiczenie mięśni rąk.

Dane tech.: wymiary: 50 x 46 x 38 cm
waga: 8,5kg

NEBULIZATOR DUOBABY C301 OMRON

Opis: Inhalator przeznaczony dla terapii oddechowej zapewnia skuteczne leczenie astmy, przewlekłego zapalenia oskrzeli, alergii i innych chorób układu oddechowego. Urządzenie posiada unikalną funkcjonalność - 2 w 1 inhalator i aspirator donosa. Inhalator umożliwia leczenie zaburzeń układu oddechowego, zaś aspirator do nosa delikatnie usuwa śluz z jam nosowych, ułatwiając tym samym oddychanie.

Dane tech.: masa: około 1,7kg (tylko kompresor),
wymiary: około 170(szer.) x 280(gł) x 105,5(wys.)mm



SAMOWSPOMAGAJĄCE URZĄDZENIE DO REHABILITACJI KOŃCZYN



Opis: Sprzęt ten przeznaczony dla osób mających problem z poruszaniem się oraz do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych. Urządzenie charakteryzuje się stabilną metalową konstrukcją oraz pełnym zakresem regulacji (regulacja wysokości, regulacja obrotów na minutę, dwustopniowa regulacja promienia pedałów).

Dane tech.: maksymalne obciążenie: 135 kg
waga: 41 kg, szerokość: 59 cm
wysokość całkowita regulowana: 105 - 117 cm
długość regulowana: 61-87 cm

STOLIKI PRZYŁÓŻKOWE PRAWE-LEWE TYPU S-202 i S-205



Opis: Szafki i stoliki przyłóżkowe są niezbędnym wyposażeniem dla łóżek szpitalnych i do opieki długoterminowej. Są one przeznaczone przede wszystkim dla pacjentów unieruchomionych na łóżku, którym dzięki szafkom i stolikom łatwiej jest pozostać w łóżku, zjeść posiłek i chronić swoje rzeczy osobiste.

Dane tech.:

s-202-A: regulacja wysokości blatu: mechaniczna, waga: 15 kg
S-202-H: regulacja wysokości blatu: mechaniczna, waga: 12 kg
S-205-A: regulacja wysokości blatu: hydrauliczna, waga: 16 kg

SZYNA CPM ARTROMOT K1

Opis: Zmotoryzowana szyna ruchowa przeznaczona do ciągłej, biernej mobilizacji stawu kolanowego i biodrowego. ARTROMOT K1 jest przeznaczony do leczenia większości urazów i schorzeń stawu kolanowego i biodrowego oraz do pooperacyjnej i pozabiegowej rehabilitacji. Szynę stosuje się min. w przypadkach: artrotomii, artroskopii połączonej z synowektomią, patellektomii, skręcenia i kontuzji stawów itd.

Dane tech.: masa: 11 kg
wymiary zewnętrzne: 97 x 36 x 23 cm



TELEFON Z BRANSOLETKĄ SOS GSM 900/1800

Opis: Telefon z bezprzewodową, wodoodporną opaską z funkcją SOS, która umożliwia automatyczne połączenie ze zdefiniowanymi wcześniej numerami w trybie głośnomówiącym. Telefon pełni rolę teleopieki. W razie nagłego zdarzenia powiadamiane są osoby wskazane do kontaktów (np. członkowie rodziny, sąsiedzi) jak i służby ratownicze.

Dane tech.: waga: 86 g
wymiary: 115 x 51 x 15 mm
telefon wyposażony jest w opaskę SOS



WÓZEK INWALIDZKI SPECJALNY V300 KOMFORT

Opis: V300 30° KOMFORT to nowoczesny wózek ze stabilizacją głowy i pleców wykonany z wysokiej jakości aluminium. Konstrukcja wózka gwarantuje olbrzymie możliwości adaptacyjne dla użytkownika. Wózek dedykowany dla osób z niestabilnym tułowiem, szczególnie dla pacjentów z paraliżem lub niedowładem czterokończynowym, trzykończynowym, dla osób po udarach oraz z SM.

Dane tech.:

maksymalne obciążenie: 130 kg, waga wózka: 27 kg,
szerokość całkowita: 680 mm, długość po złożeniu: 1020 mm,
szerokość po złożeniu: 310 mm, wysokość po złożeniu: 910 mm



WÓZEK INWALIDZKI SPECJALNY VITEA CARE



Opis: Wózek inwalidzki przeznaczony dla osób mających problemy z poruszaniem się. Solidna, aluminiowa konstrukcja zapewnia wytrzymałość i lekką wagę. Hamulce na uchwytach wózka zapewniają lepszą kontrolę prowadzącemu. Składane podnóżki ułatwiają transport.

Dane tech.: wysokość: 95 cm
długość: 75 cm
szerokość: 65 cm
długość siedziska: 45 cm

WÓZEK TOALETOWO PRYSZNICOWY MOBILEX



Opis: Wózek przeznaczony jest do transportu osób z ograniczoną sprawnością ruchową, jako mobilna toaleta oraz jako pomoc przy braniu kąpieli lub prysznica.

Dane tech.:

Konstrukcja ramy – aluminiowa
Wysokość siedziska 50-55 cm
Wymiary siedziska (deski sedesowej) dł. 43 x szer. 45cm
Szerokość pomiędzy podłokietnikami 48 cm
Wymiary całkowite dł. 52 (bez podnóżków) x szer. 57 wys. 90-97 cm
Dopuszczalne obciążenie 150 kg
Masa całkowita 12,9 kg

WÓZEK INWALIDZKI GTM MOBILE

Opis: Wózek przeznaczony jest dla osób zmieniających swój dotychczasowy wózek na inny model – pozwalający na samodzielność. Nowoczesne wózki inwalidzkie aktywne są wyposażone w opcje maksymalnie ułatwiające poruszanie. Wózki te najlepiej sprawdzają się u osób po ciężkich urazach, ale pełnosprawnych od pasa w górę.

Dane tech.: rama wykonana z wysokogatunkowego stopu lotniczego aluminium 7020, koła tylne, które można w szybki sposób zdemontować, hamulce standardowe typu „push lock”





WÓZEK INWALIDZKI MOBILITY CARE

Opis: Wózek inwalidzki opierający swą konstrukcję na stalowej ramie z szybkozłączkami jest hitem wśród wózków przeznaczonych do transportu. Jest on idealny dla pacjentów którzy mają sprawną górną część ciała. Podczas przewożenia mogą w każdej chwili skorzystać hamulca dociskowego, do którego dostępu nie ma prowadzący wózka.

Dane tech.: waga: max. 21 kg, rozmiar siedziska: 48 cm, maksymalne obciążenie: 115 kg, wysokość całkowita: 91 cm (88 cm), wysokość siedziska od podłoża: 50 cm



WÓZEK INWALIDZKI VERMEIREN D200

Opis: Wózek inwalidzki D200 wykonany z aluminium i zaprojektowany tak, aby gwarantować maksymalną wytrzymałość, duży komfort oraz optymalną ilość parametrów ustawianych pod potrzeby użytkowników w swojej klasie. Wózek po złożeniu zajmuje mało miejsca dzięki czemu można go przewozić w bagażniku małego samochodu.

Dane tech.:
maksymalne obciążenie: 130 kg,
waga wózka max.: 20 kg,
długość całkowita z podnóżkiem: 101 cm,